



Leeds-Punch

Käyttöohjeet

Kaikki oikeudet pidätetään. © Neoligaments™ 2017. Maailmanlaajuisia patenteja ja patentihakemuksia on jätetty. Xiros ja Neoligaments ovat Xiros-yhtiön tavaramerkkejä.



GMDN 61765



Kehittäjä ja valmistaja
Neoligaments™
 Sebuah bahagian dari Xiros™
 Springfield House Whitehouse Lane
 Leeds LS19 7UE
 Tel. +44(0) 113 238 7202
 Fax. +44(0) 113 238 7201
 enquiries@neoligaments.com
 www.neoligaments.com
 Xiros Limited, rekisteröity Englannissa nro
 1664824.

Tilaustiedot (toimitetaan steriilinä)

202-1403 Leeds-Punch

Kuvaus

Leeds-Punch-lävistäjä koostuu kertakäyttöisestä kädessä pidettävästä välineestä, jossa on terävä kärki ja lävistäjän ohjain/päätytulppa. Yhdessä näiden avulla kudoksen vahvikepaikkoihin tehdään aukkoja, jotta ompeleet voidaan viedä helposti materiaalin läpi.

Materiaalitiedot

Leeds-Punch-lävistäjän valmistusmateriaalit ovat Pocan ja ruostumaton teräs (ASTM F899), jotka ovat biologisesti yhteensopivia standardin ISO 10993-1 mukaisesti ja soveltuvat käyttötarkoitukseensa.

Käyttötarkoitus

Leeds-Punch-lävistäjä on tarkoitettu aukkojen tekemiseen kudoksen vahvikepaikkoihin laajentamalla neulosta implantoinnin helpottamiseksi.

Käyttöaiheet

Leeds-Punch-lävistäjä on indikoitu potilaille, jotka tarvitsevat kudoksen vahvikepaikkoja.

Vasta-aiheet

Leeds-Punch-lävistäjä on tarkoitettu käytettäväksi kudoksen vahvikepaikkojen kanssa, eikä sitä saa käyttää suorassa kosketuksessa potilaaseen.

Varoitukset

- Laite toimitetaan steriilinä, ja sen steriiliys säilyy, mikäli pakkaus on ehjä ja avaamaton. Säilytetään normaaleissa olosuhteissa. EI SAA STERILOIDA UUELLEEN.
- Laite on ainoastaan kertakäyttöinen, eikä se sovellu välinehuollettavaksi, mikä voisi aiheuttaa risti-infektion ja toimintakyvyn menettämisen muiden riskien ohella. Älä käytä laitetta viimeisen käyttöpäivän jälkeen. Hävitä kaikki avatut, käyttämättömät tuotteet.
- Kirurgin on perehdyttävä tarkasti näihin ohjeisiin ja suositeltuun kirurgiseen toimenpiteeseen ennen laitteen käyttöä.
- Yleiset potilaiden valintaa ja leikkaavan lääkärin harkintaa koskevat periaatteet ovat voimassa.
- Välineessä on terävä kärki.

Varotoimet

- Tarkasta laite, pakkaus ja etiketti ennen käyttöä, äläkä käytä laitetta, jos se on vahingoittunut. Jos pakkaus on avattu tai siihen on tehty muutoksia, ota yhteys Neoligaments myyntiosastoon.
- Kouluttamaton tai asiantunteamaton henkilöstö ei saa käyttää välinettä.
- Välinettä ei saa käyttää muussa kuin sen käyttötarkoituksen mukaisessa toimenpiteessä.
- Välttääksesi välineen vahingoittumisen älä kohdista siihen iskuja tai liiallista voimaa; älä myöskään käytä sitä luun käsittelyyn.
- Käytä aseptista tekniikkaa koko toimenpiteen ajan.

Käyttöohjeet

1. Irrota lävistäjän ohjain/päätytulppa välineestä.

2. Aseta kudoksen vahvikepaikka siten, että halutun aukon kohta on lävistäjän ohjaimen yläpinnassa olevan reiän päällä.
3. Työnnä Leeds-Punch-lävistäjän kärki paikan läpi lävistäjän ohjaimessa olevaan reikään.
4. Jos lisäreiät ovat tarpeen, toista toimenpide.
5. Hävitä kaikki Leeds-Punch-välineen osat.
6. Noudata asianmukaista kirurgista tekniikkaa paikan implantoinnissa.

Lisätietoja on saatavana Neoligaments myyntiosastolta tai verkkosivulta www.neoligaments.com.

Neoligaments™-pakkauksessa mahdollisesti käytettävien symboleiden selitykset

-  Älä käytä, jos pakkaus on vaurioitunut
-  Ei saa käyttää uudelleen
-  Tutustu käyttöohjeisiin
-  Eränumero
-  Ei saa steriloida uudelleen
-  Luettelonumero
-  Steriloitu säteilyttämällä
-  Viimeinen käyttöpäivä
-  Valmistaja
-  Varoitus