


neoligaments™



Poly-Tape

Ricostruzione tendine quadricipitale

Benefici

Nessun prelievo autologo necessario

La struttura a scaffalatura aperta favorisce la crescita del tessuto fibroso

Forza di tenuta ottimale

Rapida mobilizzazione

Tecnica operatoria semplificata


Nessuna complicazione

Indicazioni

La misura consigliata dei Poly-Tapes per le ricostruzioni del tendine quadricipitale è la 30 mm x 800 mm. Le indicazioni includono:

- Ritardo nella diagnosi di rottura
- Rotture dove è sconsigliabile un lungo tempo di riabilitazione
- Pazienti con un impianto di protesi totale di ginocchio
- Fratture complesse di rotula con distacco del tendine quadricipitale


La parte eccedente di Poly-Tape viene tagliata e suturata sul tessuto morbido circostante per evitare lo scioglimento del nodo



Codici Catalogo

Impianti

102-1083 Poly-Tape 30 mm x 800 mm fornito sterile



Strumentario

202-3008 Passafilo in argento-nickel 20 cm fornito sterile



I Poly-Tapes sono disponibili in diverse misure. Contattate il nostro servizio clienti per ulteriori informazioni o visitate il nostro sito www.neoligaments.com

Sviluppato con il supporto del dott. A.D. Toms and S.H. White, Robert Jones & Agnes Hunt Orthopaedic Hospital, Oswestry, Shropshire, United Kingdom

Tutti i diritti riservati. © Neoligaments™ 2011. Brevetto mondiale. Neoligaments e Xiros sono marchi riservati della Xiros



Sviluppato e prodotto da **Neoligaments™**

Una divisione di Xiros™

Springfield House Whitehouse Lane Leeds LS19 7UE

Tel. +44 (0) 113 238 7202 Fax. +44 (0) 113 238 7201

enquiries@neoligaments.com www.neoligaments.com

Registered in England No. 1664824

LABIT 098 1.00